

ANDROMEDA V

Láser CO2



NewAge®

¿Cómo funciona el láser Co2 fraccionado?

El láser de Co2 fraccionado utiliza una longitud de onda de 10600 nm, que es ideal para la renovación de la matriz de colágeno y una opción óptima para tratar una amplia gama de problemas dermatológicos. Es un sistema altamente flexible para la ablación de tejidos sin carbonización, vaporización, escisión, incisión y coagulación de tejidos blandos. Está diseñado para múltiples opciones de escaneo, incluyendo cuadrado o círculo, en espiral, cuadrícula o patrón circunferencial.



Piezas de mano CO2



Pieza cervical



Pieza vulvar



Pieza 360° para endurecimiento vaginal



Pieza para cirugía



Pieza para tratamiento facial

Aplicaciones

● Fraccional

Rejuvenecimiento
Estrías
Cicatrices
Flacidez

● VRL

Rejuvenecimiento vaginal
Blanqueamiento perianal
Incontinencia urinaria
Sequedad vaginal
Post menopausia
Rehabilitación posparto

● Cirugía Co2

Eliminación de verrugas
Eliminación de lunares
Derivados de la piel

Especificaciones técnicas



Tamaño de punto

0.1 - 0.5 mm



Longitud de onda

10.600 nm



Frecuencia

33.3 Hz

PANTALLA	8.4" PANTALLA TÁCTIL
FUENTE DE LÁSER Co2	Tubo de cristal láser Co2, agitado eléctricamente
LONGITUD DE ONDA	10.600nm
FRECUENCIA DE PULSO	33.3 Hz
REPETICIONES	1 a 5000 ms
SUPERPOSICIÓN	1 a 20 Veces
MODOS DE TRABAJO	Fraccionamiento Rejuvenecimiento Intimo Emisión Continua y Pulsada
POTENCIA DE SALIDA	30W
PULSO DE ENERGÍA	10 a 130 mJ
TAMAÑO PATRÓN DE ESCANEEO	0,1X0,1mm - 20X20mm
INTERVALO ENTRE ESCANEEO	0-6S
DURACIÓN PULSO	0,1-10ms
PATRÓN DE ESCANEEO	Cuadrado, rectangular, redondo, triángulo, ovalado, 6 formas de diamante, línea o gráficos personalizados
MODO DE ESCANEEO	Escaneo aleatorio; escaneo secuencial; Escaneo con máxima distancia
TAMAÑO DEL PUNTO	0,1-0,5mm
DISTANCIA ENTRE PUNTOS	0,1 A 2,6mm AJUSTABLES
FOCO DE TRABAJO	F=100mm, F=50mm
LONGITUD DE ONDA DEL APUNTADOR	635nm Luz Roja
SISTEMA GUIA DEL LÁSER	Brazo coreano con 7 articulaciones ópticas
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Aire y Agua
PIEZAS	Escáner, Corte y rejuvenecimiento intimo
VOLTAJE	110V AC / 60Hz
DIMENSIÓN DEL EQUIPO	46*42*125CM
PESO DEL EQUIPO	35 Kg
TIPO DE EMPAQUE	Caja en aleación de aluminio

Casos clínicos

Antes



Despues

