

NEW SHAPE

Moldeador corporal

Adquiere tu equipo, contáctanos  300 248 2066

El **NEW SHAPE** Es una sinergia tecnológica que agrupa las tecnologías más reconocidas en moldeo corporal, celulitis y rejuvenecimiento facial.



VOLTAJE	110V AC/60HZ
PANTALLA PIEZA	2,4 PULGADAS / 1,9 PULGADAS
MÁXIMA POTENCIA	2000W
POTENCIA DE SALIDA DE LASER	0 A 200mW
LONGITUD DE ONDA INFRARROJO	940nm
LONGITUD DE ONDA DE LÁSER	635nm
PRESION DE VACIO	Presion absoluta: 10kPA-80Kpa(7,6-60,8CMhg) Presion relativa: 20Kpa - 90kPA(15,2-68,4CMhG) Revoluciones por minuto: 0-39RPM
PIEZA DE MANO 1	LUZ INFRARROJO: 0-20W RF: 0-100J/CM2 PULSO: 0-10S
PIEZA DE MANO 2	LUZ INFRARROJO: 0-20W RF: 0-100J/CM2 PULSO: 0-10S
PIEZA DE MANO 3	INFRARROJO: 0-10W RF: 0-50J/CM2 PULSO: 0-10S
PIEZA DE MANO 4	CAVITACION: 40,5KHz+ 28KHz POTENCIA DIODO LASER: 0-200mW REPOSO ENTRE PULSO: 0-5S PULSO: 1-5S
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	AIRE

NEW SHAPE, Moldeador corporal

APLICACIONES



- ✓ Moldeo corporal
- ✓ Reducción del panículo adiposo
- ✓ Celulitis
- ✓ Rejuvenecimiento facial
- ✓ Moldeamiento del óvalo facial



El calentamiento puede alcanzar hasta los 60 grados centígrados sobre la superficie de impacto buscando el daño selectivo de las células grasas y de esta manera obteniendo un moldeamiento corporal no quirúrgico, Ideal para ofrecer a tus pacientes un tratamiento [seguro y rentable para tu consultorio](#).

Es un dispositivo versátil que tiene las siguientes tecnologías: Presión negativa (vacío), Mecano-transmisión, laser diodo de 635nm, radiofrecuencia bipolar agrupada en 3 manípulos según el área de cobertura. Y una pieza de mano de cavitación de doble frecuencia (40.5 KHz – 28 KHz). [Herramientas que permiten cubrir las estetopatias más comunes.](#)

PIEZAS

Pieza corporal 1



Pieza corporal 2



Pieza de mano facial



Adquiere tu equipo, contáctanos 300 248 2066