

NEW VELAS 15 W Láser 1210 NM



El equipo láser **NEW VELAS 15 W** Es un sistema dinámico de destrucción masiva de tejido adiposo. El manejo termo selectivo de este dispositivo permite la emulsificación y la destrucción de biopolímeros localizados sobre áreas de sensibilidad.

TIPO DE LÁSER	GaALAS –laser semiconductor
LONGITUD DE ONDA	1210nm+/- 10nm
POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA	0.1W - 15W
MODO DE OPERACIÓN	Continuo, un pulso, pulsado
APLICACIÓN/ SUMINISTRO DE LUZ	Medida del núcleo 200,400, 600 y 800 um
DURACIÓN DE PULSO	10uS-3S
CONECTOR FIBRA	SMA905
HAZ DEL APUNTADOR	Láser de diodo de 650nm +/- 10nm, 4w (máx). brillo ajustable
CLASE DE LÁSER	Tipo 4
INTERFACE DE OPERACIÓN	Color lcd touch screen
REFRIGERACIÓN	Por aire
CLASIFICACIÓN DE SEGURIDAD	Clase II tipo B
DIMENSIONES DEL EQUIPO	400(W) * 385(L) * 200(H) mm
FIBRA	Entre 50 y 80 pacientes



NEW VELAS 15, Láser 980 nm



APLICACIONES

- ✓ Remodelación de panículos adiposos
- ✓ Lipomoldeo físico corporal
- ✓ Abordaje dermatológico menor
- ✓ Emulsificación y remoción de biopolímeros
- ✓ Tratamientos endovasculares



El Sistema Láser Endoluminal ofrece un modo de pulso continuo, logrando un tratamiento endovascular mínimamente invasivo y **la mejor alternativa** a otros métodos como la fleboextracción o radio frecuencia para el tratamiento de las venas de los miembros inferiores en el reflujo venoso, ideal para ofrecer a tus pacientes un tratamiento **seguro y rentable para tu consultorio.**



Adquiere tu equipo, contáctanos  **300 248 2066**