



# ALFA SHAPE

**La solución más óptima para el cuidado del cuerpo y la piel**

Sistema innovador 4 en 1, vacuum + RF + LED + Cavitación

# Lifting

Moldeamiento corporal

Reducción de celulitis

Contorno facial



## Vacuum

1. Promueve el drenaje y la circulación sanguínea de las células grasas linfáticas y degradadas.
2. Relaja el tejido y masajea la fascia.
3. Alivia la hinchazón y mejora la línea del contorno facial y corporal.



## RF

1. Promueve activamente la degradación y el metabolismo de los lípidos de las células grasas.
2. Asegura la tensión de las fibras de colágeno.
3. Efecto de fototerapia mediante tecnología RF.

## Light Therapy

1. Red Led 630nm: estimula la producción de colágeno, se utiliza para reparar el tejido dañado y reemplazar el tejido viejo.
2. Blue Led 430nm: generalmente se usa para matar las bacterias que causan el acné, proporcionando un tratamiento eficaz para los comedones y las espinillas.




## Cavitación

1. La longitud de onda de la cavitación ultrasónica de 38 KHz promueve la degradación de la grasa al penetrar profundamente en el área de la grasa subcutánea.
2. Sin dolor, efectivo y completamente seguro.

## Teoría.

Multishape es la evolución de las tecnologías de adelgazamiento y estiramiento de la piel a través de la combinación de Vacío, RF y Cavitación. Utilizando la nueva tecnología patentada SuperPulse y el movimiento deslizante de la aspiradora, para lograr la reducción de la celulitis y la remodelación del cuerpo, control de estiramiento de rostro y cuello.



# Ventajas técnicas.

## 1 Tecnología patentada de vanguardia

- ◆ Tecnología super pulso  
15 salidas de pulsos por segundo para lograr el máximo efecto de la actividad física.
- ◆ Tecnología deslizante  
Facilitar el movimiento suave y libre de la pieza de mano, lo que mejora la eficacia del tratamiento.



## 2 Gestión multipropósito

- ◆ Pieza de mano corporal grande  
Adecuada para glúteos, abdomen, espalda.
- ◆ Pieza de mano de tamaño medio  
Adecuada para brazos y piernas.
- ◆ Pieza de mano de tamaño pequeño  
Adecuada para cara y cuello.



# Ventajas técnicas.

## 3 Interfaz de uso amigable

- ◆ Software simple  
Operación fácil e intuitiva.



## 4 3 modelos de trabajo por pulsos

- ◆ Modo de pulso continuo  
promueve el drenaje y la circulación sanguínea de las células grasas degradadas y linfáticas.
- ◆ Modo pulsado  
Controla el nivel de vacío y liberación para lograr los mejores resultados.
- ◆ Modo súper pulsado  
Efecto vibratorio suave y potente, sin dolor, efectivo y completamente seguro.



# Especificaciones técnicas



## 3 modos de trabajo

Continuo, pulsado y super pulsado



## Pieza de mano 1, 2 y 3

Vacum + Radiofrecuencia



## Pieza de mano 4

Cavitación

VOLTAJE	110 VAC 50/60Hz
MÁXIMO CONSUMO	900W
CLASIFICACIÓN	Clase 1 tipo BF
INTERFAZ DE USUARIO	10.2" Pantalla a color LCD Táctil
DIMENSIONES	38, X 35.4 X 109.5
PESO DEL EQUIPO	50 Kg
RADIOFRECUENCIA	Frecuencia: 1.2 MHz Bi-polar, multipolar, Potencia máxima: 50w Terapia de luz: roja (630nm), azul (430nm)
CAVITACIÓN	Frecuencia: 36KHz $\pm$ 10% Potencia máxima: 50w Modo de trabajo: 4 (continuo, pulso 1, pulso 2, automático)
VACUUM	Máximo vacío 350mmHg 1 - 15Hz Pulso (continuo, pulsado, súper pulsado)
TEMPORIZADOR	0 - 30 Minutos

NewAge<sup>®</sup>  
Medical

 317 368 3567

 [info@newagecolombia.com](mailto:info@newagecolombia.com)

 [www.newagecolombia.com](http://www.newagecolombia.com)

- Todos los derechos reservados 2021

