

Una marca

NewAge[®]
Biomedical Technologies

PAC LASER[®]

CORVUS


Tecnología High Intensity Focused Electromagnetic, transforma la rutina de ejercicios, ofreciendo una tonificación muscular incomparable.

CORVUS, este equipo utiliza un campo magnético para inducir corrientes iónicas en células musculares, tonificando áreas como el abdomen, glúteos y extremidades. Genera 20.000 contracciones musculares en 30 minutos, promoviendo una tonificación efectiva. Fácil de usar, con 4 aplicadores simultáneos, su diseño ergonómico y su versatilidad lo convierten en una opción ideal para una amplia gama de usuarios.

Especificaciones Técnicas

Tamaño de la pantalla	Táctil de 10".
Número de aplicadores	4
Accesorio adicional.	1 Aplicador para fortalecimiento de piso pélvico.
Frecuencia de contracción	Regulable de 1 – 150 Hz.
Nivel de energía.	Porcentual, regulable 1-100%
Intensidad de campo magnético.	0,5 - 7 Teslas.
Fuente de alimentación eléctrica.	110 VAC / 60 Hz.
Potencia	2.400 watts.
Dimensiones del equipo.	129x58x56 cm.
Peso del equipo.	60 kg.

Las sesiones de tratamiento HIFEM estimulan la tonificación muscular.





CORVUS

PIEZAS DE MANO



Pieza 1
▶ Abdomen
▶ Glúteos



Pieza 2
▶ Piernas
▶ Brazos

PACLASER®



@NewAge_biomedicaltechnologies
info@newagecolombia.com
www.newagecolombia.com